



CTS Wrist Support / Deluxe Wrist support

Optimal bruk

Kontursydd konstruksjon i elastisk bomullsmateriale gir behagelig kompresjon og god støtte etter lette forstuinger, forstrekninger og fjerning av gips. Stropp rundt håndleddet for økt stabilisering. Formstøpt aluminiumsskinne gir anatomisk riktig passform. Borrelåslukking. Ideell for karpaltunnel-syndrom og immobilisering av håndleddet.

Bestillingsinformasjon



CTS WRIST SUPPORT / DELUXE WRIST SUPPORT			
Artikkelnummer			
Venstre	Høyre	Håndleddsomkrets	Størrelse
81-97162	81-97152	<14 cm	XS
81-97163	81-97153	14 – 16,5 cm	S
81-97165	81-97155	16,5 – 19 cm	M
81-97167	81-97157	19 – 21,5 cm	L
81-97168	81-97158	>21,5 cm	XL