



Wrist-O-Prene[™]

Optimal bruk

Neoprenskinne med palmar avstiver i aluminium. En påsydd vinylomme sørger for at avstivningen holdes på plass. Fremstilles i lengden 17,5 cm.

Bestillingsinformasjon



WRIST-O-PRENE [™]			
Artikkelnummer			
Høyre	Venstre	Bredde håndledd	Størrelse
79-87503	79-87513	7-8 cm	S
79-87505	79-87515	8-9 cm	M
79-87507	79-87517	9-10 cm	L



DJO Nordic AB – Murmansgatan 126 – SE-212 25 Malmö
T 23 96 09 27 – order.nordic@DJOglobal.com

DJOglobal.no