



Universal Wrist-O-Prene[™]

Optimal bruk

Wraparound-støtte i neopren gir kompresjon og støtte for behandling av karpaltunnelsyndrom (CTS), håndleddsforstuinger og -forstrekninger.

Fordeler og egenskaper

- Konturtilpasset palmaravstivning i aluminium som kan fjernes
- Lukkes på innsiden ved kontakt, for enkel håndtering og tilpasning
- Robust konstruksjon som tåler slitasje under trening, sportsaktiviteter og gjentagende arbeid

Bestillingsinformasjon

UNIVERSAL WRIST-O-PRENE[™]			
Artikkelnummer			
Høyre	Venstre	Håndleddsomkrets	Størrelse
79-82470	79-82471	<28cm	Universal

