



Thumb Splint

Optimal bruk

Universal, wraparound-støtte med nyttige funksjoner for en rekke tilstander inkludert keeper-/skiløpertommel, basal leddartritt og tommel-tendinit. Dorsale, radiale og palmare kragelommer på tommel med en formbar aluminiumkrage og spiralkrage som kan tas av eller modifiseres for ønsket støtte. Bilateral – passer til både høyre og venstre tommel.

Bestillingsinformasjon

THUMB SPLINT	
Artikkelnummer	Størrelse
79-82710	Universal