



Thumb-O-Prene™ Splint

Optimal bruk

Neoprenskinne med kombinert abduksjonsinlegg for tommel og støtte til håndflaten. Den støtter tommelen i abduksjon fra håndflaten, og gir en funksjonell plassering for å hindre tommelbevegelse.

Fordeler og egenskaper

- Fast tommelinnlegg gir økt støtte
- Borrelås for enkel passform

Bestillingsinformasjon



THUMB-O-PRENE™ SPLINT			
Artikkelnummer			
Høyre	Venstre	Håndleddsomkrets	Størrelse
81-87523	81-87533	14 – 16 cm	S
81-87525	81-87535	16 – 19 cm	M
81-87527	81-87537	19 – 21 cm	L