



Plastic Finger Splints

Optimal bruk

Utformet for å hjelpe til behandling av seneruptur. Lett, gjennomsiktig eller hudfarget. Indikasjoner omfatter skader på fingertupper og neglbånd, samt droppfinger. Pakke med 12 stykk for hver størrelse.

Bestillingsinformasjon

PLASTIC FINGER SPLINTS			
Artikkelnummer	Lengde	Diameter	Antall
79-72241	5,3cm	1,5 cm	12 stk.
79-72242	5,2cm	1,7 cm	12 stk.
79-72243	5,8cm	1,9 cm	12 stk.
79-72244	6,3cm	1,9 cm	12 stk.
79-72245	5,9cm	1,9 cm	12 stk.
79-72246	6,1cm	2,3 cm	12 stk.
79-72247	6,4cm	2,3 cm	12 stk.
79-72248	6,3cm	2,5 cm	12 stk.

Artikkelnummer	Beskrivelse	Antall
79-72240	Fingerstropper	25 stk.
79-72250	Plastic Finger Splint Starter Set, hudtone. Universal	30 stk.

