



Cock-up Splint

Optimal bruk

Vattert aluminiumsskinne utformet for maksimal bruk av fingrene samtidig som håndleddet holdes i riktig posisjon. Ideell for mindre håndleddsskader. Ventilasjonshull for riktig sirkulasjon. Passer på begge hender.

Bestillingsinformasjon

COCK-UP SPLINT		
Artikkelnummer	Skinnens lengde x bredde	Størrelse
79-71943	16,5 x 6,3 cm	S
79-71945	20,3 x 7,6 cm	M
79-71947	22,8 x 7,6 cm	L

