



## DonJoy Back and Low Back Profile

### Optimal bruk

Ryggstøtten DonJoy Low Profile gir avstivet anterior- og posterior-kompresjon fra L1–S1. Støtten på 20 cm dekker de fleste pasienters behov.

### Fordeler og egenskaper

• Lett å sette på og ta av. • Patentert mekanisk snøresystem. • Brukervennlige drahandtak. • Pustende stoff på innsiden. • Dorsalhøyde: 20 cm eller 25 cm

### Bestillingsinformasjon



<b>DONJOY BACK AND LOW BACK PROFILE</b>	
Artikkelnummer	Beskrivelse
11-1569-x	DonJoy Low Profile – 20 cm
11-1568	Back Regular – 25 cm

<b>Måltakingsinformasjon</b>	
x=2=S	63,5 – 76 cm
x=3=M	76 – 89 cm
x=4=L	89 – 101,5 cm
x=5=XL	101,5 – 114,5 cm
x=6=XXL	114,5 – 127 cm
x=7=XXXL	127 – 140 cm