



Porostrap

Optimal bruk

Korsryggstøtte for akutt eller subakutt korsryggsmerte, lumbal isjias.

Pasientprofil: • Stillesittende • Ideell ved retur til daglige aktiviteter etter LBP.

Fordeler og egenskaper

- Lett ryggstøtte med lav profil
- Pustende tekstilnett for optimal komfort
- 4 fleksible dorslavstivere, 2 fleksible abdominalavstivere
- Bilaterale elastiske stropper for justering av kompresjonsnivå
- Håndsløyfer og fingersløyfer for enklere påføring
- Dorsalhøyde: 21 & 26 cm

Bestillingsinformasjon



POROSTRAP			
Artikkelnummer		Midjemål	Størrelse
21 cm	26 cm		
82-0227-1	82-0228-1	56 – 68 cm	XS
82-0227-2	82-0228-2	68 – 82 cm	S
82-0227-3	82-0228-3	82 – 98 cm	M
82-0227-4	82-0228-4	98 – 116 cm	L
82-0227-5	82-0228-5	116 – 136 cm	XL