



Actistrap


Optimal bruk

Justerbar korsryggstøtte for akutt eller subakutt korsryggsmerte; støtte under tunge løft. **Pasientprofil:** • Aktiv • Tunge løft.

Fordeler og egenskaper

- Sterkt kompressivt elastisk materiale
- Doble bilaterale elastiske stropper for justering av kompresjonsnivå
- 4 halv-fleksible dorsalavstivere, 2 fleksible abdominalavstivere
- Håndsløyfer og fingersløyfer for enklere påføring
- Dorsalhøyde: 21 & 26 cm

Bestillingsinformasjon



ACTISTRAP			
Artikkelnummer		Midjemål	Størrelse
21cm	26cm		
82-0230-1	82-0231-1	56 – 68 cm	XS
82-0230-2	82-0231-2	68 – 82 cm	S
82-0230-3	82-0231-3	82 – 98 cm	M
82-0230-4	82-0231-4	98 – 116 cm	L
82-0230-5	82-0231-5	116 – 136 cm	XL