



Immostrap

Optimal bruk

Korsryggstøtte med overlegen kompresjon og stabilitet. Anbefalt for akutt korsryggsmerte, artrose, postural korreksjon. **Pasientprofil:** • Aktiv • Ideell ved fritidsaktiviteter • Tunge løft.

Fordeler og egenskaper

- Sterkt kompressivt elastisk materiale
- Firedoble bilaterale stropper
- 4 fleksible dorsalavstivere, 2 fleksible abdominalavstivere
- Uavhengig justering av superiort og inferiort kompresjonsnivå
- Håndsløyfer og fingersløyfer for enklere påføring
- Dorsalhøyde: 26 cm

Bestillingsinformasjon



IMMOSTRAP		
Artikkelnummer	Midjemål	Størrelse
82-0229-1	56 - 68 cm	XS
82-0229-2	68 - 82 cm	S
82-0229-3	82 - 98 cm	M
82-0229-4	98 - 116 cm	L
82-0229-5	116 - 136 cm	XL