



Duostrap

Optimal bruk

Lumbale og/eller abdominale forhold. Abdominal svekkelse. Postoperativ bruk. Moderat fedme. **Pasientprofil:** • Stillesittende • Retur til aktivitet etter operasjon.

Fordeler og egenskaper

- Kompressivt elastisk materiale
- Design med høy midje for bedre holdeevne rundt magen
- 4 fleksible dorsalavstivere, 2 fleksible abdominalavstivere
- Bilaterale elastiske stropper for justering av kompresjonsnivå
- Stropper med fingersløyfer for enklere påføring
- Egnet for store pasienter (XXL = opptil 156 cm midjeomkrets)
- Dorsalhøyde: 26 cm

Bestillingsinformasjon



DUOSTRAP		
Artikkelnummer	Midjemål	Størrelse
82-0243-1	56 – 68 cm	XS
82-0243-2	68 – 82 cm	S
82-0243-3	82 – 98 cm	M
82-0243-4	98 – 116 cm	L
82-0243-5	116 – 136 cm	XL
82-0243-6	136 – 156 cm	XXL