



Airstrap

Optimal bruk

Korsryggstøtte for akutt eller subakutt korsryggsmerter, skiveprolaps, postoperativ bruk. **Pasientprofil:** • Stillesittende til moderat aktiv • Daglige aktiviteter, fritid.

Fordeler og egenskaper

- Oppblåsbar ryggstøtte med som justeres med pumpe som følger med
- Isolerende og masserende effekt fra luftcellene
- Doble, bilaterale elastiske stropper for justering av kompresjonsnivå
- Lukking foran med 2 fleksible avstivere for økt abdominalstøtte
- Håndsløyfer og fingersløyfer for enklere påføring
- Dorsalhøyde: 26 cm

Bestillingsinformasjon



AIRSTRAP		
Artikkelnummer	Midjemål	Størrelse
82-0236-1	56 – 68 cm	XS
82-0236-2	68 – 82 cm	S
82-0236-3	82 – 98 cm	M
82-0236-4	98 – 116 cm	L
82-0236-5	116 – 136 cm	XL