



Mystrap

Optimal bruk

Støtte og kompresjon for akutt eller subakutt korsryggsmerte.

Pasientprofil: • Stillesittende • Retur til daglig aktivitet.

Fordeler og egenskaper

- 4 fleksible korsryggavstivere til stabilisering av det sakrolumbale området
- 2 bøyelige abdominalavstivere for økt abdominalstøtte
- Bilaterale elastiske stropper (1 sett) for ekstra støtte
- Stropper med fingerløyfer for enklere justering

Bestillingsinformasjon



| MYSTRAP | | |
|----------------|--------------|-----------|
| Artikkelnummer | Midjemål | Størrelse |
| 82-96110-1 | 70 – 89 cm | T1 |
| 82-96110-2 | 90 – 112 cm | T2 |
| 82-96110-3 | 113 – 135 cm | T3 |