



Abdostrap II

Optimal bruk

Abdominalstøtte for midlertidig svekkelse av magen, post partum, postoperativt ved mageinngrep. **Pasientprofil:** • Stillesittende • Postoperativt, retur til aktivitet.

Fordeler og egenskaper

- Sterkt komprimerende elastisk materiale med forsterket støtte i abdominalområdet
- 2 fleksible dorslavstivere til stabilisering av det sakrolumbale området
- 2 bøyelige abdominalavstivere for økt abdominalstøtte
- Materialet i frontpanelet kan beskjæres (uten å rakne)
- Tilleggsutstyr: Avtakbar abdominalstropp som gir forsterket hold rundt magen
- Dorsalhøyde: 18, 25 & 32 cm

Bestillingsinformasjon



ABDOSTRAP II				
Artikkelnummer			Midjemål	Størrelse
18 cm	25 cm	32 cm		
82-0256-1	82-0257-1	82-0258-1	68 – 82 cm	S
82-0256-2	82-0257-2	82-0258-2	82 – 98 cm	M
82-0256-3	82-0257-3	82-0258-3	98 – 116 cm	L
82-0256-4	82-0257-4	82-0258-4	116 – 136 cm	XL
82-0256-5	82-0257-5	82-0258-5	136 – 156 cm	XXL