



LumboForce® 3

Optimal bruk

- Moderat til alvorlig kronisk korsryggsmerte
- Moderat lumbalt radikulært syndrom
- Moderat isjias
- Skiveprolaps
- Overlegent nivå av støtte og kompresjon med delvis immobilisering

Fordeler og egenskaper

- Dorsale avstivere med stiv aluminiumskjerne
- Avstiverne kan formes for å tilpasses for lordose for ekstra stabilitet
- Doble bilaterale stropper for justerbar øvre og nedre kompresjon
- Tilgjengelig i 2 høyder: 26 cm dorsal / 16 cm abdominal, 32 cm dorsal / 19 cm abdominal

