



LumboForce® 4

Optimal bruk

- Alvorlig isjias
- Alvorlig lumbalt radikulært syndrom
- Spondylolistese
- Alvorlig korsryggdeformitet
- Spinalstenose
- Skiveprolaps
- Stabile vertebralfrakturer
- Overlegent nivå av støtte og kompresjon med større immobilisering

Fordeler og egenskaper

- Avtakbar ryggpute med fast ramme for ekstra støtte
- Dorsale avstivere med stiv aluminiumskjerne
- Avstiverne kan formes for å tilpasses for lordose for ekstra stabilitet
- Doble bilaterale stropper for justerbar øvre og nedre kompresjon
- Tilgjengelig i 2 høyder: 26 cm dorsal / 16 cm abdominal, 32 cm dorsal / 19 cm abdominal

