



LumboForce® 5

Optimal bruk

- Alvorlig isjias
- Alvorlig lumbalt radikulært syndrom
- Spondylolistese
- Alvorlig korsryggdeformitet
- Skiveprolaps
- Spinalstenose
- Stabile vertebralfrakturer
- Spinal fusjon
- Overlegent nivå av støtte og kompresjon med optimal immobilisering

Fordeler og egenskaper

- Avtakbar fast H-ramme for ekstra beskyttelse
- Forhindrer torsjon, fleksjon, ekstensjon
- Beskytter ryggraden fra hoftene til ribbeina
- Dorsale avstivere med stiv aluminiumskjerne
- Avstiverne kan formes for å tilpasses for lordose for ekstra stabilitet • Doble bilaterale stropper for justerbar øvre og nedre kompresjon
- Tilgjengelig i 2 høyder: 26 cm dorsal / 16 cm, abdominal, 32 cm dorsal / 19 cm abdominal

