



## X-Act™ ROM Hip

### Optimal bruk

DonJoy X-Act™ ROM Hip-ortosen er utformet for å gi effektiv post-operativ beskyttelse og støtte for pasienter etter forskjellige hofteinngrep.

**Indikasjoner:** Minimalinvasiv hoftekirurgi, labruminngrep med eller uten gluteus medius, proksimal hamstringkirurgi, effektiv ROM-kontroll etter primær eller sekundær hofteplastikk. **Kontraindikasjoner:** Global instabilitet, pasienter med risiko for fremre luksasjon, kronisk luksasjon.

### Fordeler og egenskaper

- Kompresjonsbelte som er utformet for å beskytte korsryggen etter kirurgi.
- Beskytter hofteleddet ved å gi stabilitet og begrenset bevegelsesomfang etter kirurgiske inngrep.
- Det virtuelle leddet kan enkelt stilles inn for å kontrollere eller begrense hofteens fleksjon, ekstensjon, adduksjon og abduksjon.
- Universalstørrelser – fungerer for begge sider av kroppen, og én størrelse passer de fleste.
- Enkelt å justere for nøyaktig passform.
- Et lettvektalternativ til visse andre hofteortoser.

### Bestillingsinformasjon

X-ACT™ ROM HIP	
Artikkelnummer	Beskrivelse
11-3233	X-Act ROM HIP