



## Hip Abduction Pillows

### Optimal bruk

Designet for bruk etter hofteoperasjon når immobilisering eller post-operativ posisjonering er påkrevd. Hel skumkonstruksjon for maksimal støtte. Myke skumlaminatremmer med kontaktlukking bidrar til å holde puten på plass og gir enkel justering. Universal design gjør at produktet passer til mange pasientstørrelser. 79-90180 har en 10 cm avrivingsblokk på begge sider av puten for justering. Selges enkeltvis, produktet leveres komprimert.

### Bestillingsinformasjon

HIP ABDUCTION PILLOWS					
Artikkelnr.	Beskrivelse	Bredde – bunn	Bredde – topp	Lengde	Størrelse
79-90173	Hip Abduction Pillows	30 cm	15 cm	46 cm	S
79-90175	Hip Abduction Pillows	38 cm	15 cm	58 cm	M
79-90177	Hip Abduction Pillows	46 cm	15 cm	66 cm	L
79-90180	Hip Abduction Pillows	16,5 cm	7,5 cm	Min 48 cm Max 69 cm	Universal
79-90190	Foam Wedge med avtakbar, flanelleskledd vaskbart trekk og pile-skumremmer med kontaktlukking	46 cm	15 cm	46 cm	Universal

