



One Piece Cervical Collar

Optimal bruk

Krage utformet i ett stykke som gir grundig støtte og bidrar til å motvirke cervikal ryggradsflexjon, ekstensjon og rotasjon for å fremme helbredelse etter skade. Fremstilt i slitesterk HD-polyetylen som er polstret med myk skumplast for maksimal komfort. Begge universalstørrelser har flere høyder, slik at de passer til de fleste voksne og barn. Overdimensjonert åpning for trakea gir rask tilgang til carotis puls og trakeotomi i nødstilfeller. Sammenleggbart for å spare plass, og kan brukes ved røntgen, CT og MR. Lateksfri.

Bestillingsinformasjon



ONE PIECE CERVICAL COLLAR			
Artikkelnummer	Høydejustering	Halsomfang	Størrelse
79-83130	3,8 – 4,4 – 5,1 cm	20 – 46 cm	Ped
79-83131	4,4 – 6,3 – 7,5 – 8,9 cm	28 – 58 cm	Voksen