




## California Tracheotomy Collar

### Optimal bruk

Forhåndsformet trakeotomikrave i støpt skum gir støtte både ved frigjøring og rehabilitering. Polyetylenskumlag i to deler. Kraven holder hodet i en nøytral stilling og støtter både kjeven og hodet. Tilgjengelig i fire (4) høyder. Kraven kan settes i en gipskappe. **Indikasjon:** Ideell til immobilisering og frigjøring av halsryggraden.

### Bestillingsinformasjon



CALIFORNIA TRACHEOTOMY COLLAR			
Artikkelnummer	Høyde	Halsomfang	Størrelse
79-83122	5,7 cm	17,5 – 25,5 cm	Ped/XS
79-83123	5,7 cm	25,5 – 33 cm	S
79-83125	5,7 cm	33 – 40,5 cm	M
79-83127	5,7 cm	40,5 – 48 cm	L
79-83133	8,3 cm	25,5 – 33 cm	S
79-83135	8,3 cm	33 – 40,5 cm	M
79-83137	8,3 cm	40,5 – 48 cm	L
79-83143	10,8 cm	25,5 – 33 cm	S
79-83145	10,8 cm	33 – 40,5 cm	M
79-83147	10,8 cm	40,5 – 48 cm	L
79-83153	13,3 cm	25,5 – 33 cm	S
79-83155	13,3 cm	33 – 40,5 cm	M
79-83157	13,3 cm	40,5 – 48 cm	L