



## C1 Neck Collar


### Optimal bruk

ProCare C1 halskrage er anatomisk formet i mykt skummateriale med fordypning til haken. Halskrage ved senestrek og belastningsskader, rehabilitering etter skade eller etter bruk av stiv krage. Kragen er tilgjengelig i to høyder: 7,5 cm / 9,5 cm

### Fordeler og egenskaper

- Utformet for å støtte ryggspylen i nøytral posisjon
- Krage av skummateriale med lav tetthet
- Anatomisk forhåndsformet på hake- og ørenivå for bedre tilpasning
- 100 % bomullstrek som lukkes med borrelåsrem
- Tilgjengelig i marineblått

### Bestillingsinformasjon



| C1 NECK COLLAR |          |            |            |
|----------------|----------|------------|------------|
| Artikkelnummer |          | Halsomfang | Størrelse  |
| 7,5 cm         | 9,5 cm   |            |            |
| CC10PPAB       | -        | 21 – 25 cm | Paediatric |
| CC10P0AB       | CC10G0AB | 25 – 28 cm | XXS        |
| CC10P1AB       | CC10G1AB | 29 – 32 cm | XS         |
| CC10P2AB       | CC10G2AB | 33 – 37 cm | S          |
| CC10P3AB       | CC10G3AB | 38 – 42 cm | M          |
| CC10P4AB       | CC10G4AB | 43 – 47 cm | L          |
| CC10P5AB       | CC10G5AB | 48 – 51 cm | XL         |