



Exos FORM™ II 637

Optimal bruk

Exos FORM™ II 637 gir høyere grad av ryggradsstøtte og lindring ved en rekke indikasjoner, fra akutt korsryggsmerte til postoperativ støtte. Exos FORM™ II 637 gir overlegen sagittal og koronal kontroll og støtte fra T9 til S1. Modellen har ekstra mage-, side-, og ryggplate.

Bestillingsinformasjon



EXOS FORM™ II 637		
Artikkelnummer	Midjemål	Størrelse
300637-40	63-125 cm	S/M
300637-60	125-152 cm	L/XL



DJO Nordic AB – Murmangatan 126 – SE-212 25 Malmö
T 23 96 09 27 – order.nordic@DJOglobal.com

DJOglobal.no