



DonJoy Back Brace II - TLSO

Optimal bruk

DonJoy Back Brace II TLSO sørger for korrekt bevegelsesrestriksjon under helingsprosessen. Den lette designen inkluderer et patentert Mechanical Advantage Pulley System, en skulderremspenne med hurtig utløsning og en brukervennlig toraksjustering. Alle disse egenskapene gjør at pasienten komfortabelt kan kontrollere og lindre akutte smerter som ofte er forbundet med anomalier i ryggstøtten, f.eks. osteoporose, kompresjonsfrakturer, spinal stenose, vridninger og kyfose. Indikasjoner: Beregnet på lindring av akutte smerter ved justering av torakspostural ekstensjon, kompresjonsfrakturer i torakssøylen, tidlig fase til ulike stadier av osteoporose, pre- og post-operative protokoller, toraksrelaterte mekaniske ryggsmarter og kyfose.

Fordeler og egenskaper

- Stive fremre og bakre paneler begrenser foroverrettet fleksjon og torsorotasjon.
- Panelene er lette å ta av og kan varmeformes for spesialtilpasing.
- Sternal Y-stang med teleskopfunksjon kan justeres til ønsket høyde eller låses i ønsket posisjon.
- Y-stangen kan bøyes og tilpasses til ønsket vinkel.
- Skulderspennere med hurtigutløsning gjør ryggstøtten lett å ta på og av.
- Har det patenterte Mechanical Advantage Pulley System.

Bestillingsinformasjon

DONJOY BACK BRACE II - TLSO				
Artikkelnr.	Beskrivelse	Midjemål	Størrelse	Bakpanelets høyde
11-1585-2	DonJoy Back Brace II - TLSO	76 - 89 cm	S	43 cm
11-1585-3	DonJoy Back Brace II - TLSO	89 - 102 cm	M	43 cm
11-1585-4	DonJoy Back Brace II - TLSO	102 - 114 cm	L	48 cm
11-1585-5	DonJoy Back Brace II - TLSO	114 - 127 cm	XL	48 cm
11-1585-6	DonJoy Back Brace II - TLSO	127 - 140 cm	XXL	48 cm

