



## DonJoy Back Brace II Postural Extension

### Optimal bruk

Den universale designen til DonJoy Back Brace II Postural Extension gir stabilisering for ryggspylen ved hjelp av toraks- og lumbalstøtte. Ved å kombinere et patentert Dual Mechanical Advantage Pulley System med formbare fremre og bakre paneler fremmer Postural Extension-støtten en lordotisk lumbarstilling og den kan tilpasses for den enkelte pasientens anatomi. Postural Extension kan brukes til å behandle toraksinstabilitet knyttet til kyfose, osteoporose, kompresjonsfrakturer eller post-operativ behandling.

### Fordeler og egenskaper

- Vattert pustende materiale
- Formbare fremre og bakre paneler gir stabilitet i sagittalplanet.
- Enkel låsemekanisme gjør at kompresjonen kan tilpasses til hver enkelt pasient.
- Det patenterte Dual Mechanical Advantage Pulley System gjør at pasienten raskt kan oppnå passende kroppskompresjon.
- Formbart bakre panel kan justeres i høyden og kan tilpasses etter pasientens behov.

### Bestillingsinformasjon



| DONJOY BACK BRACE II POSTURAL EXTENSION |   |              |           |                   |
|---|---|--------------|-----------|-------------------|
| Artikkelnr.                             | Beskrivelse                             | Midjemål     | Størrelse | Bakpanelets høyde |
| 11-1586-1                               | DonJoy Back Brace II Postural Extension | 64 – 102 cm  | S/M       | 43 cm             |
| 11-1586-2                               | DonJoy Back Brace II Postural Extension | 102 – 140 cm | L/XL      | 48 cm             |