



## Mayo Clinic Elbow Brace

### Optimal bruk

Gir statisk strekking av albuen ved fleksjon/ekstensjon. Erstatte behovet for to skinner ved albuekontraktur, og eliminerer behovet for gjentatte gipsinger ved albuekonstruksjon og akutt frakturdislokasjon. Ideell ved frakturdislokasjon, biceps-/tricepseneruptur, transposisjon av ulnarnerven, total albueartroplastikk, rekonstruksjon av ligament, leddbånd, radial fiksering, artrose og epikondylitt.

### Fordeler og egenskaper

- Åpne/lukkemekanisme som muliggjør raske bytter mellom immobilisering, statisk strekk og fri bevegelse
- Kalibrert dreieknapp som er enkel å lese av og gjør det lettere å måle fremgang
- Universal størrelse
- Flyttbart ledd kontrollerer bevegelsesfriheten
- ARC™ Forearm Rotational Brace kan benyttes for ytterligere pronasjons-/supinasjonskontroll

### Bestillingsinformasjon

MAYO CLINIC ELBOW BRACE		
Artikkelnummer		
Venstre	Høyre	Størrelse
05E-L	05E-R	Universal

Artikkelnummer	Beskrivelse	Størrelse
05EW	ARC™ Forearm Rotational Brace	Universal