



X-Act™ ROM Elbow

Optimal bruk

X-Act™ ROM Elbow er en varierende, allsidig og komfortabel teleskopisk skinne som tillater fiksert eller beskyttet bevegelsesutslag for å forbedre pasientens tilstand. Åpen lettvektedesign, teleskopisk passform system, fleksible aluminiumsmansjetter og puter i plysj bidrar alle til å gi optimal passform og komfort under rehabilitering. **Indikasjoner:** Sørg for fiksering eller kontroll av bevegelsesutslag etter skade eller ved postoperative prosedyrer for albue. Skader på kollaterale ulnar ligament. Biceps tendon operasjoner. Suprakondylære frakturer. Radiale albue frakturer. Lateral/medial epikondylitt.

Fordeler og egenskaper

- Slitesterkt mekanisk aluminiumsledd for nøyaktig beskyttelse. Det nye strømlinjede, laterale aluminiumsleddet maksimerer beskyttelse og minimerer støttens vekt. Brukervennlig justeringer tillater korrekt kontroll av bevegelsesutslag:
 - Fleksjon fra -10 til 120 grader i intervaller á 10 grader
 - Ekstensjon fra -10 til 90 grader i intervaller á 10 grader
- Teleskopisk passformsystem for skreddersydd passform. Individuell lengdejustering av proximale og distale stropper, gjør X-Act™ ROM Elbow til en støtte som passer de fleste størrelser. Teleskopisk justering fra 36 cm til 46 cm for å tilpasses en rekke pasientstørrelser. Alle 4 mansjetter tilpasses uavhengig av hverandre for en optimal passform
- Mansjettputer for økt komfort. Unik termoformet, semihard og formbar polstring med antimigrasjons egenskaper øker kontakt mellom hud og støtte. ComfortForm polstring i plysj gir økt komfort ved bruk over lengre perioder for bedre pasientaksept
- Enkle "quick-clip buckles" for lettere påføring. Påføres enkelt med en hånd og sørger for en figurnær passform rundt armen.

Bestillingsinformasjon

X-ACT™ ROM ELBOW		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Størrelse
11-9121	X-Act ROM Elbow Brace, Høyre	Universal
11-9122	X-Act ROM Elbow Brace, Venstre	Universal

Artikkelnummer	Beskrivelse	Størrelse
25-6756	Pronation/Supination Kit, Høyre	Universal
25-6759	Pronation/Supination Kit, Venstre	Universal