



## DonJoy® Custom Edition Elbow

### Optimal bruk

DonJoys® spesiallagde, beste og sterkeste bilaterale stående albustøtte. Karbonfiberrammen sammen med de bilaterale polysentriske hengslene gir støtte for medial/lateral ligamentustabilitet og hyperekstensjonskontroll. Hengslene har justerbare fleksjons-/ekstensjonsstopp slik at man kan tilpasse etter individuelle bevegelsesbehov og restriksjoner og gi beskyttelse i selv de mest fysiske krevende idretter.

### Fordeler og egenskaper

- Spesiallaget for å få det ultimate i tilpasning og funksjon.
- Lavprofildesign for enkel tilpasning under uniformer og klær.
- Inkluderer patentert suprakondylplate medialt og pneumatisk luftkondylplate lateralt for komfort samt å forhindre glidning.
- Kan fås med fôr i semsket eller geiteskinn.
- Inkluderer patentert suprakondylplate medialt og luftkondylplate lateralt for komfort samt å forhindre glidning.
- 10° ekstensjonsstopp installert.
- Stoppsett inkluderer: Fleksjonsstopp – 45°, 60°, 75° og 90°, Ekstensjonsstopp – 0°, 10°, 20°, 30° og 40°.
- Pasientene må være innenfor følgende minimumsomkrets –  
27 cm underarm, 32 cm overarm.

### Bestillingsinformasjon

DONJOY® CUSTOM EDITION ELBOW	
Beskrivelse	Omkrrets
Biceps	32 cm (16,5 cm over)
Underarm	27 cm (16,5 cm under)

