



## DonJoy® Elbow Guard

### Optimal bruk

Designet med bilaterale polysentriske ledd for å gi suveren albuestøtte ved medial/lateral ligamentustabilitet. De kryssede båndene ved albuen forhindrer hyperekstensjon. Leddene har justerbar fleksjons-/ekstensjonsstopp for å kunne håndtere individuelle behov for bevegelsesfrihet og -restriksjoner.

### Fordeler og egenskaper

- Wraparound biceps-/tricepsdel med brukervennlig elastisk stropp
- Bilaterale polysentriske ledd for fleksjon-/ekstensjonskontroll og medial/lateral kontroll
- "X"-stropp for utmerket hyperekstensjonskontroll
- Biceps- og tricepsbånd for en ren finish og slitestyrke
- Albuepute for beskyttelse i kontaktsport

### Bestillingsinformasjon

DONJOY® ELBOW GUARD		
Artikkelnummer	Biceps omkrets	Størrelse
11-1003-x-06000	25,4 – 29,2cm	S
11-1003-x-06000	29,4 – 33cm	M
11-1003-x-06000	33,3 – 36,8cm	L
11-1003-x-06000	37,1 – 40,6cm	XL

