



Epiforce™

Optimal bruk

Albueortose med epikondylært silikoninnlegg for støtte og avlastning av muskelfeste. **Indikasjoner:** Epikondylitt (tennisalbue), inflammasjon i albueleddene, mild artrose.

Fordeler og egenskaper

- Silikoninnlegg for avlastning av muskelfeste
- Elastisk rem for ytterligere kompresjon og avlastning
- Pustende og allergitestet materiale
- Universal modell som passer både høyre og venstre

Bestillingsinformasjon



EPIFORCE™		
Artikkelnummer	Albuens omkrets	Størrelse
82-0253-1	19 – 22cm	XS
82-0253-2	22 – 25cm	S
82-0253-3	25 – 28cm	M
82-0253-4	28 – 31cm	L
82-0253-5	31 – 34cm	XL
82-0253-6	34 – 37cm	XXL