



Humeral Cuff

Optimal bruk

Prefabrikkerte skumforede støtter for håndtering av midtre og distale tredjedels humerusfrakturer. Total kontaktkompresjon av omkringliggende vev for optimal kontroll av humerussegmentene, samtidig som det tillater bevegelse i skulder- og albueledd. Nøytralt design som passer på begge sider. Hver støtte leveres med to trikoter med dobbel tykkelse.

Bestillingsinformasjon



HUMERAL CUFF			
Artikkelnummer	Bicepsomkrets	Lengde	Størrelse
79-99213	20 – 28 cm	15 cm	S
79-99215	25 – 33 cm	16 cm	M
79-99217	30 – 38 cm	18 cm	L
79-99218	36 – 43 cm	20 cm	XL