




## **Humeral Fracture Brace / Over the Shoulder**

### Optimal bruk

Skumforet støtte for behandling av frakturer i den midtre og distale tredjedelen av humerus. Total kontakt rundt hele omkretsen og kompresjon av bløtdeler gir optimal kontroll av humerussegmentene men gir fremdeles rom for bevegelse av både skulder- og albueledd. Er utstyrt med deltoideus-ekstensjonskappe, noe som gir større kontroll av justeringen og motvirker distal glidning. Nøytral utforming som passer begge sider. Hver støtte leveres komplett med to bomullstrikker av dobbelt tykkelse.

### Bestillingsinformasjon



<b>HUMERAL FRACTURE BRACE / OVER THE SHOULDER</b>			
Artikkelnummer	Bicepsomkrets	Lengde	Størrelse
79-97953	20,5 – 28 cm	25,5 cm	S
79-97955	25,5 – 33 cm	26 cm	M
79-97957	30,5 – 38 cm	28,5 cm	L
79-97958	35,5 – 43 cm	32,5 cm	XL