



Quick Fit Shoulder Immobilizer


Optimal bruk

Quick Fit Shoulder Immobilizer er utformet for en rekke kliniske indikasjoner som omhandler arm, albue og skulder. Selv om skulderskader representerer et stort antall av potensielle brukere av dette produktet, er fatlen også indikert for en rekke skader av skulder, proximale humerus, albue, arm og håndledd. Med innovativt materialdesign, komfort og kontroll av armposisjon er Quick Fit Shoulder Immobilizer nyttig ved en rekke indikasjoner hvor ett fatle eller immobiliserende støtte er nødvendig.

Fordeler og egenskaper

- Laget i pustende mesh for en avkjølende komfortabel passform
- Enkel åpningsclip ved midjen tillater av/påføring uten endring av innstilt passform
- Individuell passform ved å brette fatlen i pasientens armlengde
- En 15 graders pute gir korrekt armplassering i abduksjon med intern rotasjon
- En tommeløkke innvendig holder hånden i rett posisjon
- Fatlen har en stropp for å holde hånd og arm på plass, som enkelt kan løses ut for å få armen fri til å gjøre kontrollerte øvelser med bevegelsesutslag
- En valgfri øvelsesball er inkludert for å lette øvelser som øker sirkulasjonen
- Skulderstroppen festes gjennom to O ringer, som tillater enkel justering av størrelse

Bestillingsinformasjon

QUICK FIT SHOULDER IMMOBILIZER 			
Artikkelnummer	Min lengde	Max lengde	Dybde
06AB	26,5 cm	43 cm	18 cm
06A (Sling Only)	26,5 cm	43 cm	18 cm