



Sawa Shoulder Stabilizer


Optimal bruk

Gir funksjonell skulderimmobilisering og kontrollert bevegelsesomfang for glenohumeral distokasjon/subluksasjon, rupturer på rotatorkuffen og akromioklavikulær leddskade. Skulderstøtten er utformet for å beskytte og stabilisere skulderen etter skade og postoperativt. Utformet for å brukes under sportsbeskyttelsesutstyr.

Fordeler og egenskaper

- Gir kontroll over abduksjon, utoverrotasjon og støtte for akromioklavikulær leddskade
- Bevegelsesomfanget kan tilpasses med enkle stroppjusteringer
- Lateksfritt svart materiale i polyester og Lycra®
- Passer lett under beskyttelsesutstyr
- Tilgjengelig i ekstra størrelser fra S til XXXL

Bestillingsinformasjon



SAWA SHOULDER STABILIZER			
Artikkelnummer			
Venstre	Høyre	Omkrets brystkasse	Størrelse
11-1102-2-06000	11-1101-2-06000	75 – 85 cm	S
11-1102-3-06000	11-1101-3-06000	85 – 95 cm	M
11-1102-4-06000	11-1101-4-06000	95 – 102 cm	L
11-1102-5-06000	11-1101-5-06000	102 – 110 cm	XL
11-1102-6-06000	11-1101-6-06000	110 – 120 cm	XXL
11-1102-7-06000	11-1101-7-06000	120 – 130 cm	XXXL