



Sully® Shoulder


Optimal bruk

Immobiliserer skulderen og kontrollerer bevegelse for anterior, multi-rettet, inferior og posterior ustabilitet, rotatorkuffretardasjon, skulderluksasjoner og muskelforstrekninger. Skulderstøtten er utformet for å stabilisere, assistere eller forhindre skulderbevegelse etter skade og operasjon.

Fordeler og egenskaper

- Drar humerus i posterior retning og forhindrer ekstern rotasjon og abduksjon
- Elastiske stropper med borrelås kan festes hvor som helst, i alle retninger og med tilpasset kraft
- Den jevne og kontrollerte støtten følger musklenes og leddenes naturlige bevegelser

Bestillingsinformasjon



SULLY® SHOULDER		
Artikkelnr.	Omkrrets	Størrelse
11-0525-1	Brystkasse 85 – 100 cm, Biceps 22,5 – 26,25 cm	XS
11-0525-2	Brystkasse 90 – 100 cm, Biceps 27,5 – 32,5 cm	S
11-0525-3	Brystkasse 95 – 105 cm, Biceps 32,5 – 37,5 cm	M
11-0525-4	Brystkasse 105 – 115 cm, Biceps 35 – 42,5 cm	L
11-0525-5	Brystkasse 115 – 127,5 cm, Biceps 37,5 – 42,5 cm	XL
11-0527	Bilateral	