




Immo Sling & Swathe

Optimal bruk

Immo Sling & Swathe anbefales for immobilisering etter skade i overekstremiteten, f.eks. leging etter kirurgi eller skade på overarmen. Også egnet ved lammelse og hemiplegi. Frottéforet armstøtte med stropper og separat forbindingsstykke for immobilisering. Fleksibelt design gjør det mulig å bruke til immobilisering av skulderledd eller som armfatle. Stroppene er plassert slik at de ikke berører halsen for å unngå cervikal belastning. Universal modell som passer til begge skuldre.

Bestillingsinformasjon

IMMO SLING & SWATHE 		
Artikkelnummer	Armens lengde	Størrelse
225-01	23 – 25,5 cm	XS
225-02	25,5 – 29 cm	S
225-03	29 – 32 cm	M
225-04	32 – 34 cm	L
225-05	34 – 37 cm	XL