



## Surround® Patella Strap


### Optimal bruk

Surround® Patella Strap lindrer smerte på forsiden av kneet forårsaket av patellatendinit, Schlatters sykdom og kontromalasi ved, å belaste knesen. Hoveddelen av båndet er fremstilt i mykt og lateksfritt laminat av nylon/skumplast med borrelås. Knebåndet inneholder en unik sylindereformet Gel-boble som kan justeres for ekstra kompresjon. Gel er et unikt materiale som gir jevn kompresjon og skreddersydd passform, og samtidig forhindrer at trykket overføres til benutspring.

### Fordeler og egenskaper

- Mykt lateksfritt materiale
- Enkel å ta av og på
- Inneholder en Gel-boble for jevn kompresjon

### Bestillingsinformasjon



SURROUND® PATELLA STRAP		
Artikkelnummer	Omkrets	Størrelse
79-80322	<25cm	XS
79-80323	26cm - 31cm	S
79-80325	32cm - 38cm	M
79-80327	39cm - 44cm	L
79-80328	>45	XL

