

Reaction Knee

Optimal bruk

Den nye Reaction Knee Brace gir, med et elastisk nett over kneet, en aktiv respons i forbindelse med generell anterior knesmerter, og er et godt alternativ til enkle knebeskyttelser.

Indikasjoner

Generell anterior knesmerter knyttet til:

- Patella kondromalasi
- Osgood Schlatters sykdom
- Patellar artrose, mild bikompartimentell artrose
- Quadriceps og patella tendinitt/tenalgi

Fordeler og egenskaper

- Progressiv smertelindring – elastisk nettdesign som forflytter belastning vekk fra smertefulle områder i kneet og hjelper med å redusere smerte under daglige aktiviteter.
- Økt komfort – Lett vekt og åpent elastisk nettdesign kombinert med mesh på baksiden av kneet, gir en komfortabel og pustende knestøtte godt egnet for anterior knesmerter.
- Patella stabilitet – Det elastiske nettet virker ved å dynamisk stabilisere patella fra alle kanter, og holder patella i riktig posisjon. Figur nær passform rundt patella hjelper med å avlaste det patellafemorale leddet, og skaper tensjon over quadriceps og patellasenen for å avlaste smerte ved tendinitt/tenalgi, Jumper's knee og Osgood Schlatters sykdom.
- Stabilitet – De justerbare stroppene proksimalt og distalt gir i tillegg til det elastiske nettet et jevnt trykk over kneet for å holde kneet på plass gjennom hele dagen.

Bestillingsinformasjon



REACTION KNEE

Artikkelnr.	Beskrivelse	Farge	Omkrets	Størrelse
82-0215-2	Reaction Knee Brace	Svart	33 – 46 cm	XS/S
82-0215-3	Reaction Knee Brace	Svart	47 – 59 cm	M/L
82-0215-4	Reaction Knee Brace	Svart	60 – 75 cm	XL/XXL
82-0215-5	Reaction Knee Brace	Svart	>75 cm	XXXL

ØVRIGE FARGER OG STØRRELSER (SE STR OVER)

Artikkelnummer	Farge	Artikkelnummer	Farge
82-0215-x-01000	Rød	82-0215-x-02000	Blå

