



Hinged Lateral "J"

Optimal bruk

En forbedret design av en pålitelig patellastøtte, Lateral "J" knestøtte. Inneholder samme laterale rørformede, gummierte "J"-støtte, men nå med aluminiumhengsler for økt stabilitet, slik at pasientene kan vende tilbake til funksjon med større sikkerhet og komfort. For pasienter med laterale patellafemorale knesmerter knyttet til følgende: • Lateral patella-subluksasjon og dislokasjoner. • Lateral patellafeilstilling. • Patellafemoral feilsporing og smerte. • Kondromalasi på grunn av lateral feilsporing.

Fordeler og egenskaper

- Forbedret knestabilitet – justerbare hengsler gir økt knestabilitet. PDAC-godkjent for L1810.
- Pålitelig patellastøtte – rørformet lateral "J"-støtte sørger for at patella stabiliseres. Laterale til mediale stropper tillater en kroppsnær form for "J"-støtten langs det laterale aspektet av patella for ekstra stabilisering.
- For pasienter med knesmerter knyttet til følgende: lateral patella-subluksasjon og dislokasjoner, lateral patellafeilstilling, patellafemoral feilsporing og smerte samt kondromalasi på grunn av lateral feilsporing.

Kan brukes til aktiviteter som

- Ekstremsport. • Kontaktsport. • Ikke-kontaktsport. • Daglige aktiviteter.

Bestillingsinformasjon



HINGED LATERAL "J"		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Størrelse
11-0775-x	Hinged Lateral J, Neopren, Right	XS – XXL
11-0776-x	Hinged Lateral J, Neopren, Left	XS – XXL
11-0777-x	Hinged Lateral J, Drytex, Right	XS – XXL
11-0778-x	Hinged Lateral J, Drytex, Left	XS – XXL