



Achilles Wedge

Optimal bruk

Achilles Wedge er en vattert kile i neopren og skumplast som passer til alle walkers med lukket hæl. Hver del er 1,9 cm høy, og kan tas bort under rehabiliteringen av akillessenen.

Fordeler og egenskaper

- 4 x 1,9 cm høye seksjoner
- Kan justeres under rehabiliteringen

Bestillingsinformasjon

ACHILLES WEDGE	
Artikkelnummer	Beskrivelse
79-95130	Akilleskile