




XP Diabetic Walker™

Optimal bruk

Denne støtten har en høy rullesåle for maksimal avlastning av den diabetiske foten og en innersåle av fast skum som bidrar til å eliminere trykkpunkter på fotsålen. Kombinasjonen av et delvis fast skall, full luftpute og den spesielle innersålen bidrar til å redusere skjærspenninger/strekk. Leveres med to innersåler, tre strømpes og en håndpumpe med trykkmåler. Ideelt for stabile fot- og/eller ankelleddsfrakturer, postoperativ bruk, beskyttelse for hæl og fotens bakre del, nevrologiske sår og bløtdelskader.

Bestillingsinformasjon



XP DIABETIC WALKER™		
Artikkelnummer	Skostørrelse	Størrelse
01PD-P	< 36	Ped
01PD-S	35 – 38	S
01PD-M	39 – 42	M
01PD-L	43 – 45	L
01PD-XL	> 45	XL

