



Nextep™ Contour Walker

Optimal bruk

Lettvekts, holdbart wraparound-skall i ett stykke, gir maksimal immobilisering og støtte etter ligament- og seneoperasjoner, osteotomi, fiksasjon, stressbrudd eller hallux valgus-operasjon. Skall med unik omkretsdesign slik at det også passer til større leggstørrelser. Ringsåle med lav profil og pute absorberer støtet fra hæleens anslag og gir bedre komfort under bevegelse. Vaskbart nylonkumfôr med avtakbar tåhette.

Bestillingsinformasjon

NEXTEP™ CONTOUR WALKER		
Artikkelnummer	Skostørrelse	Størrelse
79-95063	< 37	S
79-95065	37 – 42	M
79-95067	> 42	L

