



Nextep™ Contour with Air

Optimal bruk

Nextep™ Contour with Air benytter et mediant/lateralt system med to luftputer som blåses opp jevnt med en integrert pumpe. Luftputene bidrar til ødemkontroll, og gir en sikker passform rundt foten.

Fordeler og egenskaper

- Eliminerer behovet for seriegipsing
- Polstring av børstet nylon/skum med tåbeskyttelse som kan fjernes
- Lav og skliskker såle av gummi
- Enkelt på/av-design

Bestillingsinformasjon



NEXTEP™ CONTOUR WITH AIR		
Artikkelnummer	Skostørrelse	Størrelse
79-95273	< 37	S
79-95275	37 - 42	M
79-95277	> 42	L