



## Maxtrax® Ankle Walker

### Optimal bruk

MaxTrax® Walkers er et billig alternativ til gips. Formålet er å øke stabiliteten etter traumer eller ved postoperativ bruk. Brukes ved akutt ankelleddsforstuing, stressfraktur på skinnebenet, 2. og 3. grads leddbåndsfrestrekning, stabil fraktur av fot og ankelledd, hallux valgus-kirurgi, metatarsalfrakturer eller reparasjon av akillesenen. Utformet med et bredt fotunderlag for komfort og stabilitet. Buete såle bidrar til å redusere trykket under fotsålen. Støtdempende polstring under foten for bedre komfort. Formbare skinner som kan forkortes for tilpasning til pasienten.

### Fordeler og egenskaper

- Bredere såle for økt stabilitet
- D-ringer som kan vris gir mulighet for krysset eller parallell stramning av remmene
- Vattert indre/ytre såle for å virke støtdempende ved hælkontakt
- Utformet i ett stykke, som holder sømmer unna postkirurgiske områder

### Bestillingsinformasjon

MAXTRAX® ANKLE WALKER		
Artikkelnummer	Skostørrelse	Størrelse
11-1384-1-00000	< 34	XS
11-1384-2-00000	34 - 36	S
11-1384-3-00000	37 - 43	M
11-1384-4-00000	42 - 44	L
11-1384-5-00000	> 45	XL



## Maxtrax® Walker

MAXTRAX® WALKER		
Artikkelnummer	Skostørrelse	Størrelse
11-1382-1-00000	< 34	XS
11-1382-2-00000	34 - 36	S
11-1382-3-00000	37 - 43	M
11-1382-4-00000	42 - 44	L
11-1382-5-00000	> 45	XL

