

PROCARE®



Maxtrax® ROM Walker Maxtrax® ROM Walker Ankle

Optimal bruk

MaxTrax® ROM gir kontrollert bevegelighet etter skade eller operasjonsinngrep. Innretning av bevegelsesutslag mellom 45° plantarfleksjon og 30° dorsalfleksjon med 7,5° intervaller. Skinnen kan låses ved 0°, 7,5°, 15°, 22,5° og 30° plantar- og dorsalfleksjon.

Bestillingsinformasjon

MAXTRAX® ROM WALKER & MAXTRAX® ROM WALKER ANKLE		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Størrelse
11-1383-1-00000	Maxtrax® ROM Walker	XS
11-1383-2-00000	Maxtrax® ROM Walker	S
11-1383-3-00000	Maxtrax® ROM Walker	M
11-1383-4-00000	Maxtrax® ROM Walker	L
11-1383-5-00000	Maxtrax® ROM Walker	XL
79-95460	Upright Padding kit (1 pair)	



Maxtrax® ROM Air Walker Maxtrax® ROM Air Walker Ankle

Optimal bruk

MaxTrax ROM air gir kontrollert bevegelighet etter skade eller operasjonsinngrep og har justerbare luftkamre. Dette gir stabilitet og reduserer smerter og ødem. Innretning av bevegelsesutslag mellom 45° plantarfleksjon og 30° dorsalfleksjon med 7,5° intervaller. Walkeren kan også låses ved 0°, 7,5°, 15°, 22,5° og 30° plantar- og dorsalfleksjon.

Fordeler og egenskaper

- Air Walker håndterer endringer i ødem under rehabilitering.
- Justerbare luftkamre for enkel oppblåsning og justering av linersen.
- Tosidig luftsysteem som blåses opp samtidig og øker stabiliteten.
- Rom leddet fremmer tidlig bevegelse i ankelleddet.

Bestillingsinformasjon

MAXTRAX® ROM AIR WALKER & MAXTRAX® ROM AIR WALKER ANKLE	
Artikkelnummer	Beskrivelse
11-1381-x	Maxtrax® ROM Air Walker
11-1390-x	Maxtrax® ROM Air Walker Ankle



DJO Nordic AB – Murmansgatan 126 – SE-212 25 Malmö
T 23 96 09 27 – order.nordic@DJOglobal.com

DJOglobal.no