



Maxtrax® Diabetic Walker

Optimal bruk

MaxTrax Diabetic Walker er ideel ved behandling av sår på fotsålen. Sålen er konstruert av små Impax Grid Plastazote skumterninger som lett kan fjernes omkring de rammede områder, som dermed flytter trykket vekk fra såret. Fordelen med sålens utforming er, at det øverste skumlaget blir i kontakt med fotsålen og etterlater ikke "hot Spots". Støvlen har en bred fot, formbare skinner og en støtabsorberende hæl. Brukes i forbindelse med behandling av fotsår, moderat til alvorlig plantar fasciitis, post-operativ Charcot foot og erstatning av gips. Kan også brukes i tilfeller der en jevn fordeling av kroppsvekten mot fotsålen er nødvendig.

Bestillingsinformasjon



MAXTRAX® DIABETIC WALKER		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Størrelse
79-9545x	MaxTrax® Diabetic Walker	S - XL

Størrelse	Skostørrelse	Størrelse	Skostørrelse
X=2=S	<37	X=4=L	43-45
X=3=M	38-42	X=5=XL	>45

