



AirSelect™ Elite

Optimal bruk

Airselect Elite er den mest avanserte modellen med fire luftceller, hvorav tre er individuelt justerbare, noe som gir en overlegen stabilitet og pass-form. Det patenterte Duplex-systemet** reduserer ødem tre ganger raskere enn vanlige walkers og fremmer helingsprosessen. Denne modellen passer til de fleste indikasjoner fra frakturer til alvorlige distorsjoner og senerupturer.

Fordeler og egenskaper

- Spesifikt utformet for stabile frakturer i underekstremiteter, fot og ankel, problematiske fotleddforstuvninger og postoperativ bruk. Klinisk bevist effektiv ved tilheling av frakturer og reduksjon av ødemer.
- Duplex Technology**. Overlappende posteriore og distale Duplex-luftceller gir vekslende kompresjon, noe som reduserer ødemet tre ganger raskere.
- Fire individuelle luftceller, og av disse kan tre tilpasses for å gi et optimalt lufttrykk og mest mulig stabilitet.
- Omsluttende tåbeskyttelse som beskytter godt.

Bestillingsinformasjon



AIRSELECT™ ELITE		
Artikkelnummer	Skostørrelse	Størrelse
01EP-XS	< 35,5	XS
01EP-S	35,5 – 39,5	S
01EP-M	39,5 – 43	M
01EP-L	43 – 47	L
01EP-XL	> 47	XL

