



Hygiene Cover

Optimal bruk

Hygienisk trekk til bruk over Aircast støvler. Dette trekket er beregnet til innendørs bruk. Det forhindrer at overflater tilsmusses av sålene på støvlene (tepper, møbler, senger ...). Ikke egnet til utendørs bruk.

Fordeler og egenskaper

- Laget av pustende nylonmateriale
- Lett å bruke
- Sklisikker såle

Bestillingsinformasjon

HYGIENE COVER	
Artikkelnummer	Størrelse
0130A-PED/S	Paediatric/S
0130A-M/L	M/L
0130A-XL	XL