



Heel Wedge

Optimal bruk

Utformet for bruk med XP Walker™. Fem hælstøtter i ulike størrelser gir ytterligere beskyttelse for akillessenen. Kan også brukes med produktserien DonJoy® Walker. Kun tre kiler brukes om gangen.

Fordeler og egenskaper

- 3 hæler: 22 grader
- 2 hæler: 16 grader
- 1 hæl: 10 grader

Bestillingsinformasjon

HEEL WEDGE	
Artikkelnummer	Beskrivelse
01K-L	Venstre hælstød
01K-R	Høyre hælstød
01K-XLR	Høyre XL
01K-XLL	Venstre XL